

## FICHE TECHNIQUE

---

**PIPETTE COTONNEE GRADUEE A USAGE UNIQUE  
POLYSTYRENE, STERILE, 25ML EMBALLAGE UNITAIRE**

**GR90125**

---

**Matière**

Polystyrène vierge haute densité

**Impression**

Oui avec précision de +/- 1% du volume nominal  
Graduation négative -10.0 ml

**Longueur**

349 mm

**Conditionnement**

200 par carton

**Sous conditionnement**

200 sachets unitaires regroupés par 25

**Stérilisation**

Stérilisation par rayonnement Gamma suivant la norme ISO 11137 à SAL 10<sup>-6</sup>.

**Durée de validité de la stérilisation**

5 ans à date de fabrication

**Complément**

Fabrication selon le standard de qualité ISO 9001 et réalisée dans des conditions permettant d'assurer à l'utilisateur une précision de +/- 1% du volume nominal.

Code couleur normalisé selon les volumes.

Numéro de lot sur chaque carton.