


PIPETTE SEROLOGIQUE COURTE
10 ML

Marque iSample

R��f��rence	GRC1001
Volume (pr��cision)	10ML ($\pm 2\%$ remplissage total)
Longueur	230 mm
Graduations	2/10 graduation positive et n��gative
Mat��riel	100 % Polystyr��ne vierge
Conditionnement	Sachet unitaire pelable st��rile Plastique/plastique Boite de 200
St��rilisation	Par irradiation
D��tails	Non Pyrog��nique, DNase et RNase free
Dur��e de vie	5 ans (date de fabrication)



Ces sp  cifications ne peuvent   tre consid  r  es que comme des informations g  n  rales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapt   pour l'utilisation pr  vue.