

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	17/09/2026 17/09/2026 1

	PIPETTE SEROLOGIQUE COURTE 10 ML
Référence	GRC1010
Volume	10 ml
Longueur	230 mm
Graduation	1/10
Matière	Polystyrène
Conditionnement	20 sachets de 10 pièces soit 200 par carton
Stérilisation	Par irradiation
Détails	Non Pyrogénique, DNase et RNase free
Durée de vis	5 ans (date de fabrication)

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRC1010

septembre 26