


PIPETTE SEROLOGIQUE COURTE
25 ML

Marque iSample

Référence	GRC2505
Volume (précision)	25ML (± 2 % remplissage total)
Longueur	230 mm
Graduations	1/2 graduation positive et négative
Matériel	100 % Polystyrène vierge
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Plastique/plastique Boite de 100 sous sachet de 5 pipettes
Stérilisation	Par irradiation
Détails	Non Pyrogénique, DNase et RNase free
Durée de vie	5 ans (date de fabrication)



Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.