

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	22/04/2024 28/10/2025 2

	JERRICAN CARRE 5 L A LARGE OUVERTURE ROUGE STERILE AVEC CAPE SUPPLEMENTAIRE EN SACHET UNITAIRE
Référence	GRLS5000RG
Matière	Polyéthylène haute densité. Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 150*150 mm Hauteur 297 mm
Type de fermeture	Double fermeture (obturateur+bouchon)
Diamètre d'ouverture	65 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge. Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	15 / carton.
Stérilisation	Par ionisation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans à partir de la date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRLS5000RG

octobre 25