

MEUBLES PORTE(S) BATTANTE(S) GROSSERON COLLECTION

VISUEL



DESSCRIPTIF

Meuble sous paillasse Grosseron Collection à roulettes réalisé en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

Porte(s) battante(s) montée(s) sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

1 porte sur le meuble de 50cm; 2 portes sur les autres.

1 étagère, réglable tous les 32mm sur crémaillères avec taquets métalliques

Les poignées des portes sont en PVC gris. Les portes sont recouvertes sur leurs chants d'un PVC coloris Gris Aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins)


DIMENSIONS

Profondeur 45cm x hauteur 80cm x longueurs 50cm, 67cm, 75cm, 92cm, 1m


MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRM50ET—GRM67ET—GRM75ET—GRM92ET—GRM100ET


COUPES—DETAILS



Vue de face (50cm)



Vue de face (autres)



Vue de côté

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*