

MEUBLES 3 TIROIRS GROSSERON COLLECTION

VISUEL



DESCRIPTIF

Meuble sous paillasse Grosseron Collection à roulettes réalisé en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

3 tiroirs montés sur coulisses métalliques avec roulements à billes.

Les poignées des portes sont en PVC gris. Les portes sont recouvertes sur leurs chants d'un PVC coloris Gris Aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins)


DIMENSIONS

Profondeur 45cm x hauteur 80cm x longueurs 50cm, 67cm, 75cm, 92cm, 1m


MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRM503TI—GRM673TI—GRM753TI—
GRM923TI—GRM1003TI

COUPES—DETAILS



Vue de face



Vue de côté

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*