

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	21/03/2024
	Dernière Mise à jour :	29/10/2025
	Version :	2

	POT DROIT 80ML AVEC BOUCHON PREVISSE INVOLABLE ROUGE
Référence	GRP1080RG
Description	POT DROIT 80ML BOUCHON A VIS INVOLABLE ROUGE PREVISSE
Volume	80 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 80ml ou de 0 à 2.5 oz
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène rouge haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon rouge
Diam. inférieur	51 mm
Diam. supérieur	53 mm
Hauteur sans bouchon	61 mm
Hauteur avec bouchon	69 mm
Conditionnement	500 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRP1080RG

octobre 25