

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	24/12/2020
	Dernière Mise à jour :	29/10/2025
	Version :	4

	POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON INVOLABLE PREVISSE ROUGE
Référence	GRP1180RG
Description	POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BOUCHON A VIS INVOLABLE PREVISSE ROUGE
Volume	180 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide Bouchon en polyéthylène rouge haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot translucide, Bouchon rouge
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	102 mm
Conditionnement	330 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT-GRP1180RG

octobre 25