

## PIETEMENTS GROSSERON COLLECTION

### VISUEL



### DESCRIPTIF

Piètement en C ou en H coloris Gris Aluminium avec jupe-cache-fluide et vérins de réglage hauteur +/-2.5cm.

Section 50 x 30

Jupe-cache fluide en mélaminé

Se vissent simplement sur les longerons des plateaux Grosseron Collection.


### DIMENSIONS

Largeur 650mm x hauteur 860mm x épaisseur 30mm

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRPIEDH—GRPIEDC

### COUPES—DETAILS



*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*