

PLATEAUX VERRE GROSSERON COLLECTION

VISUEL



DESRIPTIF

Plateau verre série Grosseron Collection. Ce module peut être associé à d'autres afin de créer diverses configurations d'aménagements (en ligne, en angle, îlot, etc.).

Plateau de paillasse revêtement verre, composé d'un panneau de particules bois hydrofuge CTBH recouvert d'un panneau verre trempé et émaillé en sous-face.

Les panneaux sont jointoyés par un mastic silicone de classe sanitaire et alimentaire transparent.

Deux longerons transversaux gris sous le plan de travail.

A associer avec une paire de piètement H ou C Grosseron Collection.


DIMENSIONS

Profondeur 75cm x épaisseur 40+41mm x longueurs 75cm, 1m, 1.25m, 1.5m


MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRPLAT75—GRPLAT100—GRPLAT125—GRPLAT150


COUPES—DETAILS



Vue de face



Vue de côté (pied H)



Vue de côté (pied C)