

PLATEAU VERRE HUMIDE GROSSERON COLLECTION

VISUEL



DESRIPTIF

Plateau verre humide série Grosseron Collection. Ce module comporte une cuve polypropylène 450x450mm, un siphon polypropylène et un perçage pour un robinet (non fourni).

Plateau de pailasse revêtement verre, composé d'un panneau de particules bois hydrofuge CTBH recouvert d'un panneau verre trempé et émaillé en sous-face.

Les panneaux sont jointoyés par un mastic silicone de classe sanitaire et alimentaire transparent.

Deux longerons gris sous le plan de travail.

A associer avec une paire de piètement H ou C Grosseron Collection.


DIMENSIONS

Profondeur 75cm x épaisseur 40+41mm x longueurs 75cm


MARQUE / REFERENCE GROSSERON

POSSEME / GRPLAT75H


COUPES—DETAILS



Vue de face



Vue de côté (pied H)



Vue de côté (pied C)

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*