

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	11/02/2021 29/10/2025 3

	POT DROIT 80ML STERILE AVEC BOUCHON STANDARD ROUGE
Référence	GRS0080RG
Description	POT DROIT 80ML STERILE BOUCHON A VIS STANDARD ROUGE
Volume	80 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 80ml ou de 0 à 2.5 oz
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène rouge haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon rouge
Diam. inférieur	51 mm
Diam. supérieur	53 mm
Hauteur sans/ avec bouchon	61 / 69 mm
Conditionnement	500 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton Le pot est identifié par un numéro de lot gravé
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS0080RG

octobre 25