



POT DROIT STERILE 180ML AVEC BOUCHON

Référence article	GRS0180BA	GRS0180BE	GRS0180BB	GRS0180RG
Description	POT DROIT STERILE 180ML BOUCHON A VIS STANDARD			
Volume	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total			
Graduation	De 20 ml à 160 ml et de 0 OZ à 5 OZ			
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.			
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	bleu	Rouge
Code couleur (pot)	naturel	naturel	bleu	naturel
Ø intérieur (mm)	51			
Hauteur (mm)	102			
Conditionnement	330 pots/carton dans un sursac de protection			
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C			
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton			
Durée de vie	Gravure laser numéro de lot et date de péremption sur chaque pot			

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.