

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	24/12/2020 29/10/2025 5

	POT DROIT 180ML STERILE AVEC BOUCHON STANDARD BLANC
Référence	GRS0180BA
Description	POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE STERILE BOUCHON A VIS STANDARD BLANC
Volume	180 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide Bouchon en polyéthylène blanc haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot translucide, Bouchon blanc
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	102 mm
Conditionnement	330 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°C
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kGy Témoin de stérilisation sur chaque carton Le pot est identifié par un numéro de lot gravé
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT-GRS0180BA

octobre 25