

|                                                                                   |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>FICHE TECHNIQUE</b>                                    |                                             |
|                                                                                   | Date de création :<br>Dernière Mise à jour :<br>Version : | <b>24/12/2020</b><br><b>29/10/2025</b><br>5 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>POT DROIT 180ML STERILE AVEC BOUCHON STANDARD ROUGE</b>                                                                                         |
| <b>Référence</b>                                                                  | <b>GRS0180RG</b>                                                                                                                                   |
| <b>Description</b>                                                                | POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE STERILE<br>BOUCHON A VIS STANDARD ROUGE                                                                                |
| <b>Volume</b>                                                                     | 180 ML                                                                                                                                             |
| <b>Graduation</b>                                                                 | Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz                                                                                                       |
| <b>Matière</b>                                                                    | Pot en polypropylène translucide<br>Bouchon en polyéthylène rouge haute densité<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.           |
| <b>Couleur</b>                                                                    | Pot translucide, Bouchon rouge                                                                                                                     |
| <b>Diam. intérieur</b>                                                            | 51 mm                                                                                                                                              |
| <b>Hauteur avec bouchon</b>                                                       | 102 mm                                                                                                                                             |
| <b>Conditionnement</b>                                                            | 330 pots/carton dans un sursac de protection                                                                                                       |
| <b>Autre</b>                                                                      | Température d'utilisation -20° / +120°c                                                                                                            |
| <b>Stérilisation</b>                                                              | Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kGy<br>Témoin de stérilisation sur chaque carton<br>Le pot est identifié par un numéro de lot gravé |
| <b>Durée de vie</b><br>(* condition idéale de stockage)                           | 3 ans date de fabrication*                                                                                                                         |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT-GRS0180RG

octobre 25