

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	11/02/2021 29/10/2025 4

	POT DROIT 80ML BLEU TRANSLUCIDE STERILE AVEC BOUCHON INVIOLEABLE BLEU
Référence	GRS1080BB
Description	POT DROIT 80ML BLEU TRANSLUCIDE STERILE BOUCHON A VIS INVIOLEABLE BLEU
Volume	80 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 80ml ou de 0 à 2.5 oz
Matière	Pot en polypropylène bleu translucide Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon bleu
Diam. inférieur	51 mm
Diam. supérieur	53 mm
Hauteur sans/ avec bouchon	61 / 69 mm
Conditionnement	500 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kGy Témoin de stérilisation sur chaque carton Le pot est identifié par un numéro de lot gravé
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS1080BB

octobre 25