

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	24/12/2020
	Dernière Mise à jour :	29/10/2025
	Version :	3

iSample	POT DROIT 125ML AVEC BOUCHON INVOLABLE BLANC
Référence	GRS1125BA
Description	POT DROIT 125ML STERILE BOUCHON A VIS INVOLABLE BLANC
Volume	125 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 110ml ou de 0 à 4.5 oz
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène blanc haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon blanc
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	82 mm
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°C
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kGy Témoin de stérilisation sur chaque carton Le pot est identifié par un numéro de lot gravé
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS1125BA

octobre 25