

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	24/12/2020
	Dernière Mise à jour :	29/10/2025
	Version :	3

	POT DROIT 125ML BLEU TRANSLUCIDE AVEC BOUCHON INVOLABLE BLEU
Référence	GRS1125BB
Description	POT DROIT 125ML BLEU TRANSLUCIDE STERILE BOUCHON A VIS INVOLABLE BLEU
Volume	125 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 110ml ou de 0 à 4.5 oz
Matière	Pot en polypropylène bleu translucide Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon bleu
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	82 mm
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton Le pot est identifié par un numéro de lot gravé
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS1125BB

octobre 25