

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	24/12/2020
	Dernière Mise à jour :	29/10/2025
	Version :	2

	POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BLEU STERILE AVEC BOUCHON INVIOLEABLE BLEU
Référence	GRS1180BB
Description	POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BLEU STERILE BOUCHON A VIS INVIOLEABLE BLEU
Volume	180 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide bleu Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot translucide bleu, Bouchon bleu
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	102 mm
Conditionnement	330 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton Le pot est identifié par un numéro de lot gravé
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT-GRS1180BB

octobre 25