

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	BOITE DE PETRI 140 MM HAUTEUR 20 MM AVEC ERGOTS, STERILE
Référence	GRS12102
Description	BOITE DE PETRIE 140 MM HAUTEUR 20 MM
Matière	POLYSTYRENE CRISTAL Certifié contact alimentaire
Couleur	TRANSLUCIDE
Diamètre	140 mm
Hauteur	20 mm
Ergot	3
Conditionnement	11 saches de 10 boites soit 110 boites par carton
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS12102

septembre 26