

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	BOITE DE PETRI 90 MM HAUTEUR 14.2 MM SANS ERGOTS, STERILE
Référence	GRS12158
Description	BOITE DE PETRIE 90 MM HAUTEUR 14.2 MM
Matière	POLYSTYRENE CRISTAL Certifié contact alimentaire
Couleur	TRANSLUCIDE
Diamètre	90 mm
Hauteur	14.2 mm
Ergot	0
Conditionnement	24 saches de 25 boites soit 600 boites par carton
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS12158

septembre 26