

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	BOITE DE PETRI 140 MM HAUTEUR 20 MM SANS ERGOT, STERILE
Référence	GRS12200
Description	BOITE DE PETRIE 140 MM HAUTEUR 20 MM
Matière	POLYSTYRENE CRISTAL Certifié contact alimentaire
Couleur	TRANSLUCIDE
Diamètre	140 mm
Hauteur	20 mm
Ergot	0
Conditionnement	110 boites par carton
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie (*Conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication *

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS12200

septembre 26