

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	19/11/2025
	Dernière Mise à jour :	19/11/2025
	Version :	1

iSample	GRANDE CUILLERE BLEUE
Référence	GRS1809
Description	GRANDE CUILLERE PS BLEU 8ML SOUS SACHET UNITAIRE IONISE
Matière	Polystyrène bleu (STYROLUTION PS 124N/L) Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Longueur 150 mm Largeur 35 mm
Caractéristiques physiques	-40° / + 65°
Conditionnement	Sachet unitaire Carton de 1400
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 Kμ et 30 Kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS1809G

novembre 25