

**SACS DE BROYAGE FILTRE LATERAL NON TISSE 2000 ML S/S 25**

<b>Référence</b>	GRS2002
<b>Matière</b>	SAC : PET / PE FILTRE : PET
<b>Dimensions</b>	250 *380 MM Epaisseur 0.072 mm
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Conditionnement</b>	25 sacs par sachet, 20 sachets par carton soit 500 sacs
<b>Stérilisation</b>	Par irradiation
<b>Durée de vie pour la version stérile</b> <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans à partir de la date de stérilisation*

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*