

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	18/03/2026 18/03/2026 1

	BOITE DE PETRI 90MM HAUTEUR 14.2MM SANS ERGOT, STERILE
Référence	GRS22146
Description	BOITE DE PETRI 90 MM HAUTEUR 14.2MM SANS ERGOTS, STERILE
Matière	Polystyrène cristal Certifié contact alimentaire
Diamètre	90 mm
Hauteur	14.2 mm
Conditionnement	25 saches de 32 boites soit 800 boites par carton
Mode de stérilisation	Ionisation par rayon Béta
Date limite d'utilisation	3 ans après la date de stérilisation (dans des conditions de stockage idéales)

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS22146

mars 26