

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	17/09/2026 17/09/2026 1

	SACS DE BROYAGE FILTRE LATÉRALE NON TISSÉ 3500 ML DOUBLE SOUDURE S/S 10
Référence	GRS3510
Matière	SAC : PET/PE FILTRE : PET
Dimensions	380*600 MM Épaisseur 0.072 mm
Couleur	Transparent
Conditionnement	10 sacs par sachet, 20 sachets par carton soit 200 sacs
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans à partir de la date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS3510

septembre 26