

|                                                                                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | <b>FICHE TECHNIQUE</b> |                   |
|                                                                                   | Date de création :     | <b>16/06/2022</b> |
|                                                                                   | Dernière Mise à jour : | <b>30/07/2025</b> |
|                                                                                   | Version :              | <b>2</b>          |

|                                                                                         |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | SACS DE BROYAGE FILTRE PLEINE PAGE NON TISSE 400 ML S/S 25 |
| <b>Référence</b>                                                                        | GRS4006                                                    |
| <b>Matière</b>                                                                          | SAC : PET/PE<br>FILTRE : PET                               |
| <b>Dimensions</b>                                                                       | 185*300 MM<br>Epaisseur 0.072 mm                           |
| <b>Couleur</b>                                                                          | Transparent                                                |
| <b>Conditionnement</b>                                                                  | 25 sacs par sache, 25 saches par carton soit 625 sacs      |
| <b>Stérilisation</b>                                                                    | Par irradiation                                            |
| <b>Durée de vie pour la version stérile</b><br><i>(*conditions idéales de stockage)</i> | 3 ans à partir de la date de stérilisation*                |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GRS4006

juillet 25