

SACS DE BROYAGE FILTRE PLEINE PAGE MICRO PERFORE 400 ML S/S 25

| | |
|---|--|
| | |
| Référence | GRS4007 |
| Matière | SAC : PET / PE FILTRE : PET |
| Dimensions | 190 x 300 mm Epaisseur 0.072mm |
| Couleur | Transparent |
| Conditionnement | 25 sacs par sachet, 15 sachets par carton soit 375 sacs par carton |
| Stérilisation | Par irradiation |
| Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i> | 3 ans à partir de la date de stérilisation* |

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.