

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	17/09/2026
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026
	Version :	1

	SACS DE BROYAGE FILTRE PLEINE PAGE MICRO PERFORE, DOUBLE SOUDURE, 400 ML S/S 25
Référence	GRS4020
Matière	SAC : PET/PE FILTRE : PET
Dimensions	190*300 MM Epaisseur 0.072 mm
Couleur	Transparent
Conditionnement	25 sacs par sache, 15 saches par carton soit 375 sacs
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans à partir de la date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS4020

septembre 26