

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	17/12/2025
	Dernière Mise à jour :	17/12/2025
	Version :	1

	SACS DE BROYAGE FILTRE PLEINE PAGE MICRO PERFORE 400 ML DOUBLE SOUDURE S/S 50
Référence	GRS4021
Matière	SAC : PET/PE FILTRE : PET
Dimensions	190 *300 MM Epaisseur 0.072 mm
Couleur	Transparent
Conditionnement	50 sacs par sache, 10 saches par carton soit 500 sacs
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans à partir de la date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS4021

septembre 26