



<b>Référence</b>	GRS6001
<b>Matière</b>	Polypropylène (ref MOPLEN HP456J) Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
<b>Dimensions</b>	190 mm
<b>Diamètre d'ouverture</b>	Adaptable sur micropipette 1.1 ml
<b>Conditionnement</b>	25 pailles par sachet, 45 sachets par carton soit 1125 pailles
<b>Stérilisation</b>	par irradiation
<b>Durée de vie pour la version stérile</b> (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*