

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	16/06/2022 30/07/2025 2

	PIPETTE PAILLE 1 ML EN SACHET REFERMABLE DE 40
Référence	GRS6002
Matière	Polypropylène (ref MOPLEN HP456J) Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	190 mm
Diamètre d'ouverture	Adaptable sur micropipette 1.1 ml
Conditionnement	40 pailles par sachet, 28 sachets par carton soit 1120 pailles
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans à partir de la date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS6002

octobre 25