

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	16/06/2022	
	Dernière Mise à jour :	16/06/2022	
	Version :	1	

	PIPETTE PAILLE 2.2 ML EN SACHET REFERMABLE DE 25
Référence	GRS6004
Matière	Polypropylène (ref MOPLEN HP456J) Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	240 mm
Diamètre d'ouverture	Adaptable sur micropipette 1.1 ml
Conditionnement	25 pailles par sachet, 45 sachets par carton soit 1125 pailles
Stérilisation	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFT10002RG

février 24