

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	16/06/2022
	Dernière Mise à jour :	30/07/2025
	Version :	2

	FLACON CARREE 250 ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIOSULFATE DE SODIUM EN SACHET UNITAIRE
Référence	GTI02501RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 65*63 mm Hauteur 101 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	160 / carton en sachet unitaire.
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 5 mg minimum dans 250 ml
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans à partir de la date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GTI02501RG

novembre 25