

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	16/06/2022 30/07/2025 2

	FLACON CARREE 500 ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC 120 MG/L DE THIOSULFATE DE SODIUM EN SACHET UNITAIRE
Référence	GTI05002RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	144 / carton en sachet unitaire.
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 120 mg par litre soit 60 mg minimum dans 500 ml
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans à partir de la date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GTI05002RG

novembre 25