



## FICHE TECHNIQUE

## GRADE QT49

### **DESIGNATION**

- Papier filtre quantitatif rapide (sans cendre)
- Matière : 100% cellulose
- Dégraissé
- Ruban jaune

### **APPLICATIONS**

- Détermination de la teneur en graisse dans les produits agro-alimentaires, produits laitiers notamment (fromage, lait...)

### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITE	NORMES
Poids	82	g/m <sup>2</sup>	DIN 53104
Épaisseur	0.16	mm	
Porosité	8-12	µm	
Vitesse de filtration	20	sec.	DIN 53137
Résistance à l'éclatement	0.3	kg/cm <sup>2</sup>	
Taux de cendres	<0.01	%	DIN 53138

### **DONNEES COMMERCIALES**

Disponibles en :

- Feuilles : F
- Disques à plat : A
- Disques plissés : P