



Date de création : **18/11/2020**  
Dernière Mise à jour : **24/11/2020**  
Version : **1**

Grosseron Collection		Flacon souple Grosseron Collection	
<b>Référence article</b>	<b>GR60500</b>	<b>GR61000</b>	
<b>Désignation</b>	FLACON SOUPLE BOUCHON 42MM INVOLABLE STERILE 500ML BTE 100	FLACON SOUPLE BOUCHON 42MM INVOLABLE STERILE 1000ML BTE 100	
<b>Volume</b>	<b>500 ml</b>	<b>1000 ml</b>	
<b>Matériel</b>	POLYAMIDE / POLYETHYLENE		
<b>Dimension</b>	A 205 mm B 150 mm C 38 mm D 51.5 mm Epaisseur 0.15 mm Ouverture interne 42mm	A 245 mm B 200 mm C 38 mm D 51.5 mm Epaisseur 0.15 mm Ouverture interne 42mm	
<b>Détails</b>	COULEUR NATUREL		
<b>Stérilisation</b>	Stérilisé par irradiation		
<b>Durée de vie</b> <i>(* condition idéale de stockage)</i>	4 ans après la date de production		
<b>Conditionnement</b>	10 pièces/ sachet – Boite de 100		

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*