

BOITE DE PETRI

Ø 140 mm stérile



Marque iSample / Grosseron collection

#	GRS12101
Matière	Polystyrène cristal certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC
Diamètre	140 mm
Hauteur	17,5 mm
Ergot	3
Composition du carton	14 sachets de 10
Quantité totale	140
Mode de stérilisation	Ionisation par rayon β
Date limite d'utilisation	3 ans après la date de fabrication (dans des conditions de stockage idéales)

LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.