

## BOITE DE PETRI

### Ø 55 mm stérile



Marque iSample / Grosseron collection

#	GRS12123	GRS12104
Matière	Polystyrène cristal   certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC	
Diamètre	55 mm	
Hauteur	14,2 mm	
Ergot	0	4
Composition du carton	67 sachets de 15	67 sachets de 15
Quantité totale	1005	1005
Mode de stérilisation	Ionisation par rayon $\beta$	
Date limite d'utilisation	3 ans après la date de fabrication (dans des conditions de stockage idéales)	

**LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".**

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*