

GROSSERON COLLECTION—LAVERIE

Références: GRLAV75



DESCRIPTIF

Laverie Grosseron Collection longueur 1.2m. Ce module peut être associé à d'autres afin de créer diverses configurations d'aménagements (en ligne, en angle, îlot, etc.)

Plateau de pailasse revêtement stratifié compact Trespa TopLab épaisseur 20mm, équipé d'une cuve polypropylène noire 450x600mm, son siphon, et un rainurage égouttoir. Le robinet monotrou n'est pas inclus

En partie basse, un meuble porteur largeur 1.2m avec double porte battantes en mélaminé CTBH épaisseur 19mm. Plinthes amovibles hauteur 100mm.

Livrée montée.

DIMENSIONS

Longueur 1.2m x Profondeur 75cm x Hauteur 90cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

GROSSERON COLLECTION / GRLAV75 / GRLAV75

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*