

**GROSSERON COLLECTION—MEUBLE 2 PORTES LONG.0.75M**

Références: GRM75ET



**DESCRIPTIF**

Meuble sous paillasse Grosseron Collection à roulettes réalisé en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

2 portes battantes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

1 étagère réglable tous les 32mm sur crémaillères avec taquets métalliques

Les poignées des portes sont en PVC blanc. Les portes sont recouvertes sur leurs chants d'un PVC coloris Gris Aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins)

**DIMENSIONS**

Longueur 0.75m x Profondeur 45cm x Hauteur 80cm

**MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT**

GROSSERON COLLECTION / GRM75ET / GRM75ET

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*