

## GROSSERON COLLECTION—PAILLASSE LONG.0.75M D'ANGLE

Références: GRP75A



### DESCRIPTIF

Paillasse sèche d'angle série Grosseron Collection longueur 0.75m. Ce module peut être associé à d'autres afin de créer diverses configurations d'aménagements (en ligne, en angle, îlot, etc.)

Plateau de paillasse revêtement verre, composé d'un panneau de particules bois hydrofuge CTBH recouvert d'un panneau verre trempé et émaillé en sous-face.

Les panneaux sont jointoyés par un mastic silicone de classe sanitaire et alimentaire transparent.

Piètement en C coloris Gris Aluminium avec jupe-cache-fluide et vérins de réglage hauteur +/-2.5cm

Livrée démontée en carton. Montage facile

### DIMENSIONS

Longueur 0.75m x Profondeur 75cm x Hauteur 90cm

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

GROSSERON COLLECTION / GRP75A / GRP75A

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*