

MEUBLE SOUS PAILLASSE PORTE(S) BATTANTE(S)+1 TIROIR

Références: M35ETISUP, M40ETISUP, M45ETISUP, M50ETISUP, M60ETISUP, M70ETISUP, M80ETISUP, M90ETISUP, M100ETISUP, M110ETISUP, M120ETISUP



DESCRIPTIF

Meubles sous paillasses conformes à la norme NFX 15 202.

Réalisés en mélaminé blanc lisse CTBH d'épaisseur 19mm, avec chants colorés selon nuancier.

1 porte battante jusqu'à largeur 60cm, 2 portes au-delà.

1 tiroir en partie supérieure, monté sur coulisses métalliques et sur roulements à billes avec blocage en position ouverte.

1 étagère réglable par entraxes de 32mm posée sur taquets métalliques.

Les portes sont montées sur des charnières invisibles clipsables.

Les poignées sont en PVC blanc.

Le meuble repose sur 4 roulettes polyamides noires montées sur axes métal (les 2 roulettes en façade sont équipées de freins)

DIMENSIONS

Profondeur 45cm—Hauteur totale 74cm (64cm + 10cm de roulettes) - Longueur de 35cm à 120cm selon longueurs suivantes : 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 120cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / M35ETISUP, M40ETISUP, M45ETISUP, M50ETISUP, M60ETISUP, M70ETISUP, M80ETISUP, M90ETISUP, M100ETISUP, M110ETISUP, M120ETISUP / M35ETISUP, M40ETISUP, M45ETISUP, M50ETISUP, M60ETISUP, M70ETISUP, M80ETISUP, M90ETISUP, M100ETISUP, M110ETISUP, M120ETISUP

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*