

MEUBLE SOUS PAILLASSE PVC PORTE(S) BATTANTE(S)

Références: MB060ETPVC, MB070ETPVC, MB080ETPVC, MB090ETPVC, MB100ETPVC, MB110ETPVC, MB120ETPVC



DESCRIPTIF

Meuble sous paillasse réalisé en PVC massif blanc épaisseur 20mm.

1 ou 2 portes battantes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

Les poignées des portes sont en PVC blanc.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins).

DIMENSIONS

Longueur variables (600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1m, 1.1m, 1.2m) x Profondeur 450mm x Hauteur 740mm

1 seule porte sur le modèle longueur 600mm; 2 portes sur tous les autres.

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / MB060ETPVC, MB070ETPVC, MB080ETPVC, MB090ETPVC, MB100ETPVC, MB110ETPVC, MB120ETPVC / MB060ETPVC, MB070ETPVC, MB080ETPVC, MB090ETPVC, MB100ETPVC, MB110ETPVC, MB120ETPVC

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*