

PAILLASSE CENTRALE NUE POLYPROPYLENE

Références: PCP120, PCP150, PCP180



DESCRIPTIF

Revêtement polypropylène massif avec rebord périphérique anti-débordement. Bande de façade coloré. Longeons métalliques avant et arrière en tube 35 x 35 mm. Pieds acier époxy blanc 30 x 30 mm en forme de H ou C montés sur vérins réglable (possibilité de section 40 x 40 mm sur demande ou pied inox en tube 30 x 30 mm).

DIMENSIONS

Paillasse centrale hauteur 900 mm, profondeurs disponibles 1200, 1500 et 1800 mm et longueur au choix..

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / PCP120, PCP150, PCP180 / PCP120, PCP150, PCP180

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*