

PAILLASSE MURALE RELEVÉ COMPENSE STRATIFIE COMPACT

Références: PRC60 - PRC75 - PRC90



DESCRIPTIF

Paillasse à relevé compensé de hauteur 200 mm, profondeur 50 mm en mélaminé CTBH et chants plaquées de couleur. Revêtement stratifié compact épaisseur 20 mm autoporteur spécial laboratoire. Bandeau de façade coloré. Longérons métalliques avant et arrière en tube 35 x 35 mm. Pieds acier époxy blanc 30 x 30 mm en forme de H ou C montés sur vérins réglable (possibilité de section 40 x 40 mm sur demande ou pied inox en tube 30 x 30 mm).

DIMENSIONS

Paillasse à relevé compensé hauteur 900 mm, profondeurs disponibles 600, 750 et 900 mm et longueur au choix.

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / PRC60 - PRC75 - PRC90 / PRC60H/C - PRC75H/C - PRC90H/C

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*