


ROBINET HELIUM COMMANDE A DISTANCE

Références: ROBHELCAD



DESCRIPTIF

ROBINET

Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G'1/2, écrou de serrage. Croisillon et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nycolac noir.

TETINE

Tétine ϕ 6mm pour paillasse ciment, pour hélium. Raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 54mm. Embase et rondelle d'embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 100mm. Tétine en laiton avec revêtement en Nycolac noir






































































DIMENSIONS

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

SANIFIRST / ROBHELCAD / 76308 + 76306

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*

RÉFÉRENCES DE PIÈCES DÉTACHÉES*

| Tête | Désignation du fluide | Norme | Volant | Embase | Plaque de volant | Rondelle d'embase | Pastille |
|----------------------|----------------------------------|-------|---|---|--|---|---|
| Clapet 2,5 tours | Eau potable froide (H90) | EN |  Réf. 76129 |  Réf. 76556 |  Réf. 76130 |  Réf. 76731 |  Réf. 76131 |
| Clapet 2,5 tours | Eau potable chaude (H90) | EN |  Réf. 76129 |  Réf. 76556 |  Réf. 76130 |  Réf. 76676 |  Réf. 76482 |
| Clapet 2,5 tours | Eau non potable (H95) | EN |  Réf. 76129 |  Réf. 76556 |  Réf. 76612 |  Réf. 76731 |  Réf. 76131 |
| Clapet 2,5 tours | Eau déminéralisée (H97) | EN |  Réf. 76129 |  Réf. 76556 |  Réf. 76729 |  Réf. 76732 |  Réf. 76505 |
| Clapet 2,5 tours | Argon / Ar (H70) | EN |  Réf. 76436 |  Réf. 76507 |  Réf. 76389 |  Réf. 76667 |  Réf. 76438 |
| Clapet 2,5 tours | Azote / N2 (H71) | EN |  Réf. 76436 |  Réf. 76507 |  Réf. 76130 |  Réf. 76733 |  Réf. 76469 |
| Clapet 2,5 tours | Hélium / He2 (H72) | EN |  Réf. 76436 |  Réf. 76507 |  Réf. 76389 |  Réf. 76667 |  Réf. 76505 |
| Clapet 2,5 tours | Oxygène / O2 (H73) | EN |  Réf. 76436 |  Réf. 76507 |  Réf. 76446 |  Réf. 76731 |  Réf. 76131 |
| Clapet 2,5 tours | Anhydride carbonique / CO2 (H75) | EN |  Réf. 76436 |  Réf. 76507 |  Réf. 76446 |  Réf. 76734 |  Réf. 76735 |
| Clapet 2,5 tours | Air comprimé (H76) | EN |  Réf. 76436 |  Réf. 76507 |  Réf. 76446 |  Réf. 76698 |  Réf. 76435 |
| Clapet 2,5 tours | Hydrogène / H2 (H77) | EN |  Réf. 76725 |  Réf. 76728 |  Réf. 76730 |  Réf. 76676 |  Réf. 76482 |
| Clapet 2,5 tours | Acétylène C2H2 (H78) | EN |  Réf. 76726 |  Réf. 76554 |  Réf. 76729 |  Réf. 76733 |  Réf. 76469 |
| 1/4 de tour sécurité | Gaz domestiques (H94) | EN |  Réf. 76234 |  Réf. 76554 |  Réf. 76236 |  Réf. 76698 | - |
| Clapet 2,5 tours | Vide (H93) | EN |  Réf. 76467 |  Réf. 76550 |  Réf. 76389 |  Réf. 76667 |  Réf. 76438 |

*Lot de 10 pièces