

CONTROLEUR DE DEBIT D'AIR TYPE A

Références: YCONTROLA



DESCRIPTIF

Surveille la vitesse d'air des sorbonnes de laboratoire. Correspond aux normes en vigueur EN14-175 et RoHS.

Marche/Arrêt ventilation—Marche /Arrêt lumière

Vitesse d'extraction en cas d'urgence

Prévient l'utilisateur d'une vitesse inférieure à la consigne par des alarmes visuelles et sonores

Prévient l'utilisateur d'un dépassement de la hauteur de travail par des alarmes visuelles et sonores

Consigne de vitesse d'air paramétrable de 0.3 à 0.7 m/s

DIMENSIONS

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

SEAT VENTILATION / YCONTROLA, / CONTROL SEAT A

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*