


CONTROLEUR DE DEBIT D'AIR TYPE C

Références: YCONTROLC, YCONTROLC1



DESCRIPTIF

Contrôle et ajuste la vitesse d'air selon l'ouverture de la glace. 10 différents modes de régulation disponibles: 2 vitesses, proportionnelle, linéaire, etc.

Marche/Arrêt ventilation—Marche /Arrêt lumière

Vitesse d'extraction en cas d'urgence

Prévient l'utilisateur d'une vitesse inférieure à la consigne par des alarmes visuelles et sonores

Prévient l'utilisateur d'un dépassement de la hauteur de travail par des alarmes visuelles et sonores

Affichage des défauts sur écran LCD

2 types de contrôleur : YCONTROLC (ventilateurs SEAT20 et 25), YCONTROLC1 (Ventilateur SEAT30)

DIMENSIONS

Faible encombrement 6.5cm x 11.5cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

SEAT VENTILATION / YCONTROLC, YCONTROLC / CONTROL SEAT C

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*